



Casi 100 años de experiencia fabricando los...

Esfigmomanómetros Aneroides 767 de Welch Allyn

Su estética mejorada y su nuevo y moderno diseño, convierten al 767 en un esfigmomanómetro aneroides atractivo y fácil de utilizar. Con casi un siglo de experiencia en la fabricación y diseño de una tecnología innovadora de medición de la presión arterial, el 767 es la mejor elección para obtener lecturas de la presión arterial precisas y fiables en sus instalaciones.

WelchAllyn[®]

Advancing Frontline Care[™]



Importantes ventajas.

El esfigmomanómetro aneróide 767 es la prueba de los casi 100 años que lleva Welch Allyn ofreciendo innovaciones en la medición de la presión arterial – combina las ventajas tradicionales esperadas de una marca como Welch Allyn con una estética mejorada y un nuevo diseño contemporáneo.

Preciso

- El dial grabado con láser proporciona una precisión incomparable
- Precisión certificada hasta ± 3 mm Hg
- El dial ahuecado y la aguja roja de alto contraste incrementan la visibilidad y reducen los errores de paralaje (diferencia de ángulos según punto de observación)

Fiable

- Su movimiento enjocado contribuye a una mayor duración
- La garantía de calibración de por vida demuestra nuestro compromiso con su durabilidad

Cómodo

- El nuevo carro con 5 patas proporciona estabilidad y maniobrabilidad
- Cesto de almacenamiento incorporado en el modelo de pared y de sobremesa

Seguro

- Los manguitos de presión arterial FlexiPort® incluyen un tratamiento antimicrobiano para evitar la proliferación de bacterias y moho
- Sin látex
- Sin mercurio

Información para realizar pedidos

Esfigmomanómetro aneróide 767 de montaje a pared

- | | |
|----------|--|
| 7670-01 | Esfigmomanómetro aneróide 767 de montaje a pared con manguito reutilizable para adulto* |
| 7670-01C | Esfigmomanómetro aneróide 767 de montaje a pared con manguito reutilizable para niño |
| 7670-02 | Esfigmomanómetro aneróide 767 de montaje a pared con manguera espiral de 2,4 m (no incluye manguito) |

Esfigmomanómetro aneróide 767 con carro y de montaje a rail

- | | |
|---------|--|
| 7670-10 | Esfigmomanómetro aneróide 767 con soporte móvil (carro) y con manguito reutilizable para adulto* |
| 7670-70 | Esfigmomanómetro aneróide 767 de montaje a rail con manguito reutilizable para adulto* |

Esfigmomanómetro aneróide 767 de sobremesa

- | | |
|---------|---|
| 7670-16 | Esfigmomanómetro aneróide 767 de sobremesa con manguito de una pieza reutilizable para adulto |
|---------|---|

*Modelo disponible con manguito de dos piezas (con cámara de aire).

Añada "CB" al final del número de referencia (por ej., 7670-01CB).



El cambio de color y el nuevo perfil redondeado aportan al esfigmomanómetro un aspecto más moderno.



Un nuevo carro con 5 patas que proporciona más estabilidad y maniobrabilidad.

No todos los modelos se encuentran disponibles en todos los mercados, consulte con el distribuidor local de Welch Allyn. Para obtener más información sobre nuestras soluciones de control de la presión arterial, visite welchallyn.com.

WelchAllyn®

Advancing Frontline Care™