



ASPIRADOR QUIRURGICO 20 LTS X MIN

7A-23B

- Aspiración ultra silenciosa, con vibración reducida.
- Sistema de aspiración continua e intermitente.
- Aspira todo tipo de secreciones.
- Sistema libre de mantenimiento.
- Gabinete elaborado de PVC (resistente a oxidaciones).
- Reloj indicador de potencia.
- Control de regulación de aspirado.
- Cuenta con ruedas para mejor desplazamiento.
- Dimensiones: 35×30.5×79.5 cm
- Botella de almacenamiento (ml): 2500 x2 (vidrio)
- Presión máxima \approx 0.09 MPa

ASPIRADOR MANUAL MOD.7B-1

7B-1

- Ligero y compacto.
- Práctico y fácil de utilizar.
- No necesita corriente eléctrica.
- Dimensiones: 17x5x18 cms.
- Peso: 192 g.
- Incluye set de accesorios con: tubo de succión, mangueras flexibles F8 y F12, estuche.

