

Negatoscopio plano LED (2,000 cd/m² - 6,300 Lux)

Acabado en acrílico.
Una gran uniformidad y suavidad en la luz.
Tecnología de retroalimentación LED.
La uniformidad de la visión es más de 90 %.



Diseño delgado
Grosor: 2.4cm



Alta luminancia LED



On: siempre brillante.
Auto: pantalla brillante cuando se introduzca la película.

Regulador de luz individual para cada conexión.



GLTB1H1
Alto: 54.5 cm
Ancho: 47cm

GLTB1H2
Alto: 54.5 cm
Ancho: 83 cm

GLTB1H3
Alto: 54.5 cm
Ancho: 1.19 m

GLTB1H4
Alto: 54.5 cm
Ancho: 1.55 m

Base para negatoscopio LED

GLPDSO1	Una placa
GLPDSO2	Dos placas
GLPDSO3	Tres placas
GLPDSO4	Cuatro placas

*Las imágenes son sólo referencia, los productos son sujetos al objeto real.

