

Autoclave hospitalaria de 100 litros (Quadrant E-0100R)



Información detallada

- Capacidad de la cámara de 100 litros
- Autoclave de piso
- Fabricada en acero inoxidable
- Cámara de esterilización de 40 x 40 x 61 cm
- Adecuada para un bulto de cirugía mayor
- Ciclo de secado
- Timer controlador de tiempo
- Válvula de seguridad
- Válvula de alivio
- Regulador automático de presión
- Aislamiento de fibra de vidrio en cámara
- Operada a 210 V
- Cámara rectangular para mejorar el aprovechamiento del espacio