



PREVENCIÓN DE LESIONES POR PRESIÓN

Sistema de presión alterna Auralis®



Diseñado para pacientes de alto riesgo: sistema automatizado de presión autoajustable Auralis

Con el continuo desafío que supone la gestión de un protocolo para la prevención de lesiones por presión, los proveedores sanitarios necesitan tener la confianza de haber seleccionado las superficies de apoyo adecuadas y más adaptadas a sus necesidades. Habida cuenta de que las tendencias demográficas muestran un aumento de la población de mayor edad en todo el mundo¹, es probable que también aumente el desafío que supone prevenir y gestionar las lesiones por presión. El sistema de presión alterna Auralis ofrece **una solución para los pacientes que corren un riesgo muy alto de sufrir una lesión por presión**, o que ya la han sufrido previamente.

Diseñado para pacientes en estado muy grave con una movilidad limitada y cuya integridad de la piel pueda verse afectada, el sistema de colchón de presión alterna Auralis facilita la atención a las necesidades personales de cada paciente, con funciones como los modos activo (presión alterna) y reactivo (presión reducida constante), la gestión del microclima y la tecnología de autoajuste para minimizar el riesgo y la carga que suponen las lesiones por presión.

Colchón y cojín de asiento: una solución de atención integral

El sistema Auralis ofrece una solución completa e integral, tanto si el paciente está acostado en la cama como si está sentado en una silla. Se pueden usar tanto un colchón como el cojín de asiento opcional con el mismo compresor. La terapia alterna completa se mantiene incluso si se interrumpe el suministro de energía gracias a la batería auxiliar integrada en el compresor Auralis.



Comodidad para su paciente

El sistema Auralis proporciona un ajuste de la presión de confort que se adapta a las necesidades individuales del paciente sin poner en riesgo el rendimiento del colchón.

Con la opción de añadir Skin IQ solo con conectar el cobertor Skin IQ al compresor Auralis, se consigue una gestión del microclima sencilla, lo que ayuda a mitigar no solo los riesgos asociados a una presión prolongada, sino también los riesgos asociados a la temperatura y la humedad entre la piel y la superficie de apoyo.



Configuración automatizada y suministro de presión continuo e inteligente

El compresor Auralis utiliza la tecnología de autoajuste Self Set Technology para controlar la presión del colchón en los modos de tratamiento activo (presión alterna) y reactivo (presión reducida constante). Un avanzado sistema de microprocesadores evalúa periódicamente la distribución de la masa corporal del paciente y reajusta la presión de las celdas para adaptarse a sus necesidades individuales.

El sistema es extremadamente sencillo de configurar y utilizar, pero ofrece una solución a una amplia variedad de necesidades y condiciones de los pacientes en todos los entornos de atención.



Auralis hace parte de lo que podemos ofrecer en Arjo con nuestras soluciones orientadas a los clientes

Nuestras soluciones están diseñadas para ayudar a crear entornos sanitarios más seguros y eficientes. Desde la manipulación y movilización de pacientes hasta la higiene y la prevención de lesiones por presión, podemos ayudarle a superar los desafíos nuevos y cambiantes de los entornos de cuidados agudos y de larga estancia actuales.



Una colaboración adaptada a sus necesidades

Nos esforzamos por ayudarle a conseguir entornos de atención seguros, eficientes y rentables. Podemos ofrecerle programas flexibles de formación y asesoramiento*, alquileres y servicios técnicos que se adapten a las necesidades de su centro. También ponemos a su disposición un paquete integral y flexible de servicios, asistencia técnica y conocimientos que contribuyen a mejorar los resultados clínicos, maximizar el retorno de la inversión y elevar el nivel de calidad de los cuidados médicos en sus instalaciones sanitarias.

Póngase en contacto con su representante de Arjo hoy mismo para obtener más información, o visítenos en www.arjo.es.

* Las ofertas de formación y asesoramiento pueden variar de una región a otra.

Referencia: 1. <https://www.un.org/es/sections/issues-depth/ageing/index.html>

En Arjo, nos comprometemos a mejorar la vida diaria de las personas con movilidad reducida y problemas de salud relacionados con la edad. Con nuestros productos y soluciones que garantizan una movilización ergonómica de los pacientes, higiene personal, desinfección y diagnósticos, así como la eficaz prevención de las úlceras por presión y tromboembolismos venosos, ayudamos a los profesionales que se desarrollan en entornos asistenciales a subir continuamente el nivel de unos cuidados seguros y dignos. Todo lo que hacemos, lo hacemos... with people in mind.

Arjo AB · Hans Michelsengatan 10 · 211 20 Malmö · Sweden · +46 10 335 4500
ARJO IBERIA SL · Calle Cabanyes, 1-7, Pol. Ind. Can Salvatella · 08210 · Barberá del Vallés (Barcelona) · España · +34 900 921 850

www.arjo.com