

CAMA PARA PACIENTES CON UN ALTO GRADO DE DEPENDENCIA E9X

Enterprise 9000X



Diseñada para usted y para su paciente

La cama hospitalaria Enterprise 9000X de Arjo proporciona ventajas significativas para el paciente, el cuidador y el centro sanitario. Los desafíos diarios a los que se enfrentan los equipos de enfermería en las salas de hospital han servido de inspiración a Arjo para mejorar una solución consolidada en la que ya confían hospitales de todo el mundo. Para desarrollar la cama hospitalaria Enterprise 9000X, Arjo se ha centrado en las necesidades que son fundamentales para los clientes y son comunes en todos los entornos asistenciales, concretamente:

- Seguridad tanto para el paciente como para el cuidador.
- Conformidad con las nuevas normas internacionales.
- Equipo robusto, intuitivo y fácil de utilizar.
- Soluciones centradas en la calidad de la atención a los pacientes.

La cama de cuidados intensivos y para pacientes con un alto grado de dependencia Enterprise 9000X se basa en las características principales de las camas hospitalarias Enterprise 5000X y 8000X, y pone especial énfasis en la seguridad del paciente y la funcionalidad clínica. Con su sistema patentado de articulación, báscula de pesaje integrada, alarma de salida de la cama y un sistema de protección antiatrapamiento bajo la cama, ha sido diseñada pensando en el paciente, el cuidador y el centro.

Principales características



PERFILADO BIO-CONTOUR
El sistema de perfil patentado Bio-Contour mezcla un conjunto excepcional de movimientos de la cama con una plataforma de colchón curva.



EXTENSIÓN DE CAMA EN 3 PASOS
Las diversas longitudes de la cama se pueden configurar fácilmente en un único bastidor auxiliar, de manera que nos hallamos ante una cama de hospital de longitud variable y fácil de utilizar, que ofrece más opciones y una mayor flexibilidad.



LUZ BAJO LA CAMA
La zona de salida en los dos lados de la cama está iluminada para ayudar a guiar a los pacientes cuando salgan de la cama en habitaciones poco iluminadas.



CONTROL DE INFECCIONES
Su diseño de arquitectura abierta facilita el acceso para mejorar los procedimientos de descontaminación. Las placas de la plataforma son ligeras, suaves y fáciles de extraer.



BÁSCULA
La báscula integrada es fácil de usar y admite hasta 250 kg (550 lb). El pesaje puede llevarse a cabo en cualquier posición. También es posible añadir o quitar elementos usando la función de autocompensación, sin que afecte a la medición de peso del paciente.



SENSORES ANTIATRAPAMIENTO
Los sensores antiatrapamiento pueden detectar la presencia de un objeto o una persona debajo de la cama. Si se interrumpe el haz mientras se está bajando la plataforma del somier, esta se moverá automáticamente hacia arriba, alejándose del obstáculo, lo que reduce el riesgo de atrapamiento.



MANTENIMIENTO RÁPIDO
Diseñado para un mantenimiento rápido: su accesibilidad permite que una sola persona pueda reemplazar in situ y en cuestión de minutos el actuador, el cuadro de control o la batería.



ALARMA DE SALIDA DE LA CAMA
Cuando está activada, la función de salida de la cama puede detectar el movimiento del paciente con distintos niveles de sensibilidad y hacer sonar una alarma para avisar al personal médico.



POSICIÓN DE SILLA CARDÍACA
El cuidador puede ajustar fácilmente la cama a la posición de silla cardíaca gracias a nuestro sencillo panel de control.



ALTURA BAJA
Una ventaja clave a la hora de reducir el riesgo de lesiones por caídas.



ÁNGULO DEL RESPALDO DE 30 GRADOS
El respaldo se detiene al elevarse o bajarse hasta un ángulo de 30 grados, de modo que el ajuste del respaldo resulta siempre sencillo y adecuado.



Opcional:
IndiGo

INDIGO (OPCIONAL)
IndiGo es la quinta rueda motorizada con la que cualquier cuidador puede encargarse del transporte de una manera ligera, segura y simple, con solo pulsar un botón. IndiGo está siempre disponible y se encuentra integrada directamente en el sistema Citadel o en la cama Enterprise.

DIMENSIONES	MEDICIÓN
Longitud total estándar	2350 mm (HOB), 2300 mm (HOD)
Anchura total	1030 mm
Longitud del colchón estándar	2020 mm
Anchura del colchón	880 mm
Longitud total extendida	2470 mm (HOB), 2420 mm (HOD)
Longitud del colchón extendido	2140 mm
Longitud total contraída	2240 mm (HOB), 2190 mm (HOD)
Longitud del colchón contraído	1910 mm
Altura superior (con ruedas de 125 mm)	760 mm
Altura inferior (con ruedas de 125 mm)	320 mm
Longitud del respaldo	850 mm
Longitud del asiento	215 mm
Longitud del tramo de pierna inferior	560 mm
Longitud del tramo de pierna superior	365 mm

PRODUCTO	MEDICIÓN
Carga de trabajo segura / Peso máximo del paciente	250 kg / 185 kg
Configuración básica sin panel del cabecero	
Norma de seguridad	IEC 60601-2-52

DATOS	ELÉCTRICOS
Protección barrera	IPX4
Protección contra descargas	Clase 1, tipo B
Entrada de alimentación	3 A máx. a 230 V CA, 50/60 Hz
Entrada de alimentación	5,8 A máx. a 120 V CA, 60 Hz

ÁNGULOS	MEDICIÓN
Inclinación de cabeza hacia abajo	12°
Inclinación de pies hacia abajo	12°
Ángulo del respaldo	62°
Detención del respaldo	30°
Ángulo de la parte superior de la pierna	20°
Ángulo de la parte inferior de la pierna	16°

MÁS INFORMACIÓN ACERCA DE ENTERPRISE E INDIGO



Vídeo de demostración de la gama Enterprise



Vídeo de demostración de IndiGo

Octubre 2019 En los equipos y productos suministrados por Arjo, solo deberán usarse piezas diseñadas por Arjo destinadas específicamente a ese fin. Debido a nuestra filosofía de desarrollo continuo, nos reservamos el derecho a modificar los diseños y las especificaciones sin previo aviso. ® y ™ son marcas registradas pertenecientes al grupo de empresas Arjo. © Arjo, 2019

En Arjo, nos comprometemos a mejorar la vida diaria de las personas con movilidad reducida y problemas de salud relacionados con la edad. Con nuestros productos y soluciones que garantizan una movilización ergonómica de los pacientes, higiene personal, desinfección y diagnósticos, así como la eficaz prevención de las úlceras por presión y tromboembolismos venosos, ayudamos a los profesionales que se desarrollan en entornos asistenciales a subir continuamente el nivel de unos cuidados seguros y dignos. Todo lo que hacemos, lo hacemos... with people in mind.

Arjo AB · Hans Michelsensgatan 10 · 211 20 Malmö · Sweden · +46 10 335 4500
ARJO IBERIA SL · Calle Cabanyes, 1-7, Pol. Ind. Can Salvatella · 08210 · Barberá del Vallés (Barcelona) · España · +34 900 921 850

www.arjo.es

