



Un impulso
para sus camas
Enterprise®
y Citadel™

TECNOLOGÍA INTUITIVA DE ASISTENCIA A LA CONDUCCIÓN

IndiGo™: seguridad y sencillez al alcance de la mano

Asistencia inteligente al traslado de pacientes para todo tipo de cuidadores, destinos y posiciones alrededor de la cama.

Asistencia al recorrido de los pacientes

El traslado de pacientes en camas hospitalarias es una tarea habitual que puede suponer un importante riesgo ergonómico para todos los cuidadores implicados: enfermeros, camilleros y personal del equipo de transporte¹.

Empujar una cama de hospital moderna con un paciente en ella puede ser un trabajo tedioso y agotador. Por si eso no bastase, hay otros retos adicionales: pasillos estrechos, pendientes, suelos blandos, ascensores y distancias largas entre departamentos. Con el fin de reducir el riesgo de sufrir lesiones relacionadas con el trabajo y aumentar la eficiencia, existen una serie de dispositivos de asistencia, entre los que destacan los impulsores de cama. Sin embargo, estos pueden resultar poco prácticos y difíciles de manejar.

En Arjo, creemos que la solución correcta debe garantizar que tanto cuidadores como profesionales del transporte tengan siempre suficiente tiempo y energía para llevar a cabo el trabajo más importante: cuidar de los pacientes.

Tecnología intuitiva para la asistencia a la conducción de Arjo

Para los hospitales que desean reducir sus riesgos ergonómicos y promover unos procesos de trabajo eficientes, IndiGo™ es una quinta rueda motorizada que contribuye a lograr un transporte lo más seguro, controlado y sencillo posible.





Promueve la seguridad de pacientes y cuidadores

- Proporciona una asistencia inteligente a la conducción y al frenado, según las acciones del cuidador, así como la detección automática de pendientes
- La asistencia adaptativa ayuda a evitar los inconvenientes relacionados con el control y el movimiento que conllevan los sistemas de accionamiento eléctrico tradicionales

Funcionamiento intuitivo: agarrar y avanzar

- Se integra directamente en la propia cama sin interferir con sus funciones estándar, basta con agarrar la cama y avanzar
- Facilita las actuales rutinas de trabajo, ya que la rueda motriz se activa automáticamente al levantar el pedal de freno

Integración sencilla y fluida en el proceso de trabajo

- Siempre disponible para ofrecer a los cuidadores la ayuda que necesitan en el momento preciso
- La escasa necesidad de formación facilita su integración en el flujo de trabajo del hospital

Hasta un
60 %
de reducción
del esfuerzo



al subir
pendientes²

Hasta un
70 %
de reducción
del esfuerzo



al bajar
pendientes²

Durante el periodo de prueba, se comprobó el deslizamiento de camas con y sin IndiGo sobre una rampa de cuatro grados para evaluar la cantidad de trabajo (fuerza x distancia) ejercido².

Asistencia durante todo el recorrido

IndiGo es una revolucionaria tecnología de asistencia a la conducción muy intuitiva que permite que un solo cuidador pueda manejar fácilmente la cama hospitalaria desde cualquier posición, sin las complicaciones que suponen los controles o asas adicionales.

IndiGo está siempre disponible y se integra en la cama, de modo que solo cambia una cosa en el trabajo del cuidador: la cantidad de esfuerzo que necesita para mover la cama.

Funcionamiento de 360°: puede utilizarse desde cualquier posición alrededor de la cama



ACTIVACIÓN INTUITIVA



IndiGo se activa automáticamente al levantar el pedal del freno hasta la posición vertical.

FACILIDAD DE MANEJO



La rueda de conducción central minimiza el espacio necesario para doblar las esquinas y realizar giros de 360°.

COLOCACIÓN RÁPIDA



Su sencilla desactivación facilita los desplazamientos laterales y los pequeños ajustes de colocación en espacios reducidos.

INDICADOR CLARO DE ENCENDIDO/APAGADO



IndiGo ilumina el suelo a ambos lados de la cama cuando la rueda motriz está activa.



IndiGo es un sistema muy intuitivo de asistencia a la conducción con el que cualquier cuidador puede encargarse del transporte de una manera ligera, segura y simple, con solo pulsar un botón.

Disfrute de la experiencia IndiGo para camas Enterprise y Citadel

El sistema IndiGo se puede instalar de fábrica en las camas nuevas Enterprise® y Citadel™, así como en una selección de estructuras de cama:



ENTERPRISE® 5000X



ENTERPRISE® 8000X



ENTERPRISE® 9000X



SISTEMA PARA
EL CUIDADO DE PACIENTES
CITADEL™

El colaborador que mejor se adapta a sus necesidades

En Arjo nos dedicamos a ayudarle a crear entornos de cuidado seguros, eficaces y rentables. Ponemos a su disposición programas de mantenimiento y formación flexibles y adaptados a las necesidades concretas de su centro. Nuestro equipo de expertos en asistencia técnica está siempre listo para ayudarle, lo que garantiza el óptimo rendimiento de su equipo durante años.

Póngase en contacto con su representante local de Arjo para obtener más información o visite www.arjo.es.

Referencias: 1. Paul, G. & Quintero-Duran, M. Ergonomic assessment of hospital bed moving using DHM Siemens JACK. Proceedings 19th Triennial Congress of the IEA, Melbourne 9-14 August 2015. 2. Matz, M., Morgan, J. (2018). The Case For Powered Bed Transport (Whitepaper)

Febrero 2018 En los equipos y productos suministrados por Arjo, solo deberán usarse piezas diseñadas por Arjo destinadas específicamente a ese fin. Debido a nuestra filosofía de desarrollo continuo, nos reservamos el derecho a modificar los diseños y las especificaciones sin previo aviso. ® y ™ son marcas registradas pertenecientes al grupo de empresas Arjo. © Arjo, 2018

En Arjo, nos comprometemos a mejorar la vida diaria de las personas con movilidad reducida y problemas de salud relacionados con la edad. Con nuestros productos y soluciones que garantizan una movilización ergonómica de los pacientes, higiene personal, desinfección y diagnósticos, así como la eficaz prevención de las úlceras por presión y tromboembolismos venosos, ayudamos a los profesionales que se desarrollan en entornos asistenciales a subir continuamente el nivel de unos cuidados seguros y dignos. Todo lo que hacemos, lo hacemos... with people in mind.

Arjo AB · Hans Michelsensgatan 10 · 211 20 Malmö · Sweden · +46 10 335 4500
ARJO IBERIA SL · Calle Cabanyes, 1-7, Pol. Ind. Can Salvatella · 08210 · Barberá del Vallés (Barcelona) · España · +34 900 921 850

www.arjo.es